

2016

Omunis

*We make it **accessible***



PUMA HCV Kit
PCR. Universal. Molecular. Access.



Cap Alpha – 9 Avenue de l'Europe – 34830 Clapiers, France
Tel : +33 (0)4.34.35.91.18 – www.omunis.com – Email : contact@omunis.com

Validations techniques

Comparaison à la technique de référence*

* PCR Commerciale, nous contacter pour plus d'informations

	OMUNIS	Reference technique
Répétabilité	1.8 - 5.8%	1 - 3%
Reproductibilité	1.5 - 5.9%	1 - 5%
LOD	80 UI/ml	15 UI/ml
Linéarité	$R^2 = 0.9917$ (7log)	$R^2 = 0.9991$
Diversité**	6 genotypes	6 genotypes
Volume de sérum	140µl	500µl




Validations cliniques

Comparaison à la technique de référence*

* PCR Commerciale, nous contacter pour plus d'informations


** (WHO Reference Material 2st HCV RNA Genotype Panel for NAAT)

Corrélation de charge virale Omunis vs Technique de référence



Bland & Altman

Omunis vs Technique de référence



Spécificité: 100%

Sur 64 échantillons cliniques

Sensibilité: 100%

Sur 64 échantillons cliniques